

МКТ-Агент Краснодарского ТФОМС: полис

Программный продукт предназначен для идентификации данных о пациенте, в региональном сегменте Единого регистра застрахованных в системе ОМС.

«МКТ-Агент Краснодарского ТФОМС: полис» позволяет при вводе данных в различных модулях АИС «МКТ-Медицинская организация» («МКТ-Регистратура», «МКТ-Талон амбулаторного пациента», «МКТ-Регистратор приемного отделения», «МКТ-Медицинская статистика стационара» и т.д., а также при корректировке талона/истории болезни в «МКТ-Экономист») проверять пациента на наличие действующего страхового полиса обязательного медицинского страхования.

«МКТ-Агент Краснодарского ТФОМС: полис» представляет собой резидентный модуль, который должен быть запущен на компьютере с установленным VIPNet. VIPNet должен быть настроен так, чтобы компьютер, на котором он развернут, был доступен по выделенному порту другим компьютерам из локальной сети.


При работе программ АИС «МКТ-Медицинская организация» будет посылаться запрос о проверке полиса ОМС на компьютер с VIPNet-ом, а тот, в свою очередь, будет отправлять запрос через интернет к WEB-сервису Краснодарского ТФОМС.

В настройках «МКТ-Агент Краснодарского ТФОМС: полис» в начале работы нужно прописать пути доступа к БД АИС «МКТ-Медицинская организация», адрес WEB-сервиса КТФОМС, реквизиты компьютера, на котором развернут VipNet, а также специально настроенный в VipNet-е порт, по которому клиентская машина (регистратора, оператора, экономиста и т.д.) сможет получать к нему доступ.

После всех настроек клиентские рабочие места АИС «МКТ-Медицинская организация» будут иметь возможность связи с WEB-сервисом Краснодарского ТФОМС.

Проверка данных застрахованного лица проходит в несколько этапов:


1. Идентификация данных полиса (*серия/номер* – для полисов старого образца, *номер* – для временного свидетельства; *ЕНП* – для полисов нового образца).
2. Сравнение ФИО, даты рождения, СНИЛСа.
3. Обновление данных застрахованного лица в базе данных.

При нажатии кнопки  происходит обновление информации застрахованного лица.

Правило лицензирования: приобретается одна лицензия на базу данных АИС «МКТ-Медицинская организация» вне зависимости от количества программ и рабочих мест, через которые производится проверка полиса пациента на актуальность.

Ссылка в Интернет <http://www.medcomtech.ru/Products/Medorg/agentKTFOMSpolis.html>.

«МКТ-Агент Краснодарского ТФОМС: полис»



Настройки

- Автоматически запускать программу при входе в систему
- Доступно обновление полиса ОМС через веб-сервис КТФОМС
- URL:
- Имя компьютера: Порт:
- Включить отладочную информацию

Сохранить Отменить

Сохранить "F2" Отменить "F10"